

INTERFACE

CHROMELEON 7.2

(Thermo Fisher Scientific)



LabX

(Mettler Toledo)

FEATURES

- Sequenzbasiertes senden von Wägeaufträgen an LabX
- Empfangen der Einwägedaten aus LabX in Chromeleon
- Senden von Proben und Komponenten
- Individuelle Einwägereihenfolge der Komponenten
- Auswahl von Waagen und Einwägemethoden konfigurierbar
- Verwendung in Chromeleon ohne Anmeldung in LabX möglich
- Übermittlung weiterer Angaben wie Chargennummern möglich
- Übertragung benutzerdefinierter Daten in beide Richtungen
- Weitere Features in Entwicklung

SERVICES

- Vollumfänglich validiertes Interface
- Anwendung im GxP - regulierten Umfeld
- Lizenzbasiertes Vertragsmodell
- Supportvertrag optional

Qpliance GmbH

Marie-Curie-Str. 3 | 14656 Brieselang
info@qpliance.com
+49 (0) 33232 46 47 43
www.qpliance.com

